



HydroMARK™


Breast Biopsy Site Marker

Être différent peut faire
toute la différence




H₂O

Reposant sur la technologie exclusive des hydrogels, les composés de polyéthylène glycol attirent les molécules d'eau, ce qui confère un aspect anéchogène aux ultrasons.



12 mois

L'hydrogel fourni par le support de marqueur HydroMARK™ assure une visibilité par ultrasons parfaite pendant une durée maximale de 12 mois.¹



IRM en T2

Le même hydrogel offre une visibilité unique sous la séquence T2 où il apparaît sous forme d'artefact blanc brillant².

Le marqueur HydroMARK™ est remarquablement anéchogène à l'échographie et se distingue de façon unique à l'IRM pondérée en T2^{1,2}.

Manipulation aisée. Qualité élevée. Longévité assurée. Il est si différent que vous ne pouvez pas le manquer.

Devicor Medical France SAS

Téléphone: +33 (0) 8 05 08 92 85 | Fax: +33 (0) 1 72 70 41 81 | Email: customerservice.fr@mammotome.com

Adresse: Devicor Medical France SAS • 1 rue du 1er Mai • Immeuble Axe sur Seine • Halle C2 - CS 50169 • 92752 Nanterre Cedex

1. Sakamoto, N., Fukuma, E., Tsunoda, Y. et al. Breast Cancer 25, 575–582 (2018). <https://doi.org/10.1007/s12282-018-0854-8>

2. Shah AD, Mehta AK, Talati N, Brem R, Margolies LR. Clin Imaging. Mai-juin 2019 ;55:196-212. doi : 10.1016/j.clinimag.2019.05.014. Epub 14 juin 2019. PMID : 31204189.

Il se peut que le produit ne soit pas approuvé ou disponible dans votre région. Veuillez consulter votre représentant Mammotome local.

© 2023 Devicor Medical Products, Inc. Tous droits réservés. Devicor, Mammotome et HydroMARK sont des marques déposées de Devicor Medical Products, Inc., aux États-Unis et éventuellement dans d'autres pays. D'autres logos, noms de produits et/ou de sociétés peuvent être des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. MDM# 230232 Rév 3/23

Mammotome

mammotome.com