

MammoSTAR[®]

Biopsy Site Marker

Un marqueur robuste
pour une application délicate



Visibilité par ultrasons à long terme

Assure une meilleure visibilité par ultrasons à long terme qui facilite le repérage pré-opératoire.¹




Application pour ganglion lymphatique axillaire

Indiquée pour les tissus mous, y compris les tissus mammaires et les ganglions lymphatiques axillaires.



Composition entièrement naturelle

Propose une option non métallique composée de minéraux entièrement naturels, d'oxyde de zirconium revêtu de carbone et de gel de bêta-glucane lyophilisé (ou monosaccharide), type Regular et Petite.



Marqueur céramique avec revêtement carbone pyrolytique

Gel de bêta-glucane lyophilisé

Code produit	Gauge	Description		Qté par boîte
STAR1401	14G	Forme d'haltère 3 mm x 1 mm dans du gel de bêta-glucane		10
STAR1402	14G	Forme d'haltère triple 5 mm x 1 mm dans du gel de bêta-glucane		10
STAR1403	14G	Forme d'haltère 3 mm x 1 mm dans du gel de bêta-glucane, type Petite		10

Devicor Medical France SAS

Téléphone: +33 (0) 8 05 08 92 85 | Fax: +33 (0) 1 72 70 41 81 | Email: customerservice.fr@mammotome.com

Adresse: Devicor Medical France SAS • 1 rue du 1er Mai • Immeuble Axe sur Seine • Halle C2 - CS 50169 • 92752 Nanterre Cedex

1. Données internes Mammotome

Image Visibilité par ultrasons à long terme reproduite avec la permission du Dr. Kimberly C. Hutcherson, North Metropolitan Radiology Associates, LLP

Images des ganglions lymphatiques axillaires reproduites avec la permission du Dr. Nicole Nelson, St. Rita's Medical Center

Il se peut que le produit ne soit pas approuvé ou disponible dans votre région. Veuillez consulter votre représentant Mammotome local.

Mammotome

mammotome.com