

Zubehör, Verbrauchsmaterial und Softwareoptionen

ulrich medical® Kontrastmittelinjektoren für MRT und CT



Die einfache
Bestellübersicht

ulrich
medical

Inhalt

			Seite
	MaxTM 3 ulricheasyINJECT	MRT-Kontrastmittelinjektor	4
	MaxTM 2M ulricheasyINJECT	MRT-Kontrastmittelinjektor	7
	ulrichINJECT <i>CT motionTM</i>	CT-Kontrastmittelinjektor	10
	XD 200x-Injektoren missouri TM mississippi TM ohio M TM ohio <i>tandem</i> TM tennessee TM	CT- und MRT-Kontrastmittel- injektoren	13
		Übersicht Artikelnummern Zubehör, Verbrauchsmaterial und Software- optionen	17



MRT-Kontrastmittelinjektor

Zubehör

Artikelnummer

Komfort-Paket

bestehend aus Abfalleimer, Tablett und Medienstange

XD 10500



Tropfbecher

Verpackungseinheit (VPE) 5 St.

XD 10740



Adapterring für kleine Flaschen

VPE 100 St.

Für Kontrastmittelflaschen mit Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm zur Adaptierung auf einem Kontrastmittel-Spike der Easy-Click-Kassette Halter I

XD 10741



Haltearmpaar

SP002808-ET



Flaschenhalter Multiuse

SP001612-ET



Netzleitungsverlängerung

5,0 m

XD 2068-00 IEC

Netzanschlusskabel

- | | |
|--|------------|
| ▪ Netzanschlusskabel CEE 7 Europa 2,0 m | XD 2068-01 |
| ▪ Netzanschlusskabel BS1363 GB 2,0 m | XD 2068-02 |
| ▪ Netzanschlusskabel GB2099 CN 2,0 m | XD 2068-03 |
| ▪ Netzanschlusskabel NBR14136 BR 2,5 m | XD 2068-04 |
| ▪ Netzanschlusskabel SANS164 RSA 1,5 m | XD 2068-05 |
| ▪ Netzanschlusskabel NEMA5-15 US 3,0 m | XD 2068-06 |
| ▪ Netzanschlusskabel SEV Typ 12 CH 2,5 m | XD 2068-07 |
| ▪ Netzanschlusskabel CEI 23-50 ITA 1,5 m | XD 2068-08 |
| ▪ Netzanschlusskabel AS3112 AUS 2,0 m | XD 2068-09 |

MRT-Kontrastmittelinjektor

MaxTM 3
ulricheasyINJECT

Verbrauchsmaterial

Artikelnummer

Easy-Click-Kassette Max 3TM

24 h, VPE 40 St.

- Mit Halter s für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm
- Mit Halter l für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 33 mm

XD 10710

XD 10711



Easy-Click-Kassette Max 3TM – flex

24 h, VPE 40 St.


- Spike für CT (KM/NaCl), MRT (NaCl), VPE 30 St.
- Spike für MRT (KM) – Halter l
Mit Halter l für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 33 mm, VPE 30 St.
- Spike für MRT (KM) – Halter s
Mit Halter s für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm, VPE 30 St.

XD 10716

XD 10704

XD 10705

XD 10706



Patientenschlauch

VPE 100 St.

- 250 cm
- 320 cm

XD 10701

XD 10702



Patientenschlauchsystem

XD 10707

Für die Verwendung von vorgefüllten Kontrastmittelspritzen

VPE 50 St.

Bestehend aus

- Patientenschlauchverbinder (XD 10703)
- Patientenschlauch 320 cm (XD 2045)



MaxTM 3
ulricheasyINJECT



MRT-Kontrastmittelinjektor

Softwareoptionen Artikelnummer

Software Paket Max 3TM	XD 10600	Bestehend aus CM-Select, Gleicher Patient und Venen-Check
--	----------	---

Gleicher Patient	XD 10630	Mehrfachuntersuchungen an einem Patienten ohne Patientenschlauchwechsel
-------------------------	----------	---

CM-Select	XD 10640	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selektives Anwählen eines zweiten Kontrastmittels (zwei unterschiedliche Kontrastmittel stehen gleichzeitig zur Verfügung) ▪ Möglichkeit zum Wechsel des Kontrastmitteltyps auf den Medienslots mittels NaCl-Spülung (kein Wechsel der Easy-Click-Kassette notwendig)**
------------------	----------	--

Venen-Check	XD 10650	Prüfung der korrekten Kanülenlage im Patienten
--------------------	----------	--

** siehe Gebrauchsanweisung Max 3TM

MRT-Kontrastmittelinjektor

MaxTM 2M
ulricheasyINJECT

Zubehör

Artikelnummer

Komfort-Paket

Bestehend aus Abfalleimer, Tablett und Medienstange

XD 10500



Tropfbecher

VPE 5 St.

XD 10740



Adapterring für kleine Flaschen

VPE 100 St.

Für Kontrastmittelflaschen mit Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm zur Adaptierung auf einem Kontrastmittel-Spike der Easy-Click-Kassette Halter I

XD 10741



Haltearmpaar

SP002808-ET



Flaschenhalter Multiuse

SP001612-ET



Netzleitungsverlängerung

5,0 m

XD 2068-00 IEC

Netzanschlusskabel

- | | |
|--|------------|
| ▪ Netzanschlusskabel CEE 7 Europa 2,0 m | XD 2068-01 |
| ▪ Netzanschlusskabel BS1363 GB 2,0 m | XD 2068-02 |
| ▪ Netzanschlusskabel GB2099 CN 2,0 m | XD 2068-03 |
| ▪ Netzanschlusskabel NBR14136 BR 2,5 m | XD 2068-04 |
| ▪ Netzanschlusskabel SANS164 RSA 1,5 m | XD 2068-05 |
| ▪ Netzanschlusskabel NEMA5-15 US 3,0 m | XD 2068-06 |
| ▪ Netzanschlusskabel SEV Typ 12 CH 2,5 m | XD 2068-07 |
| ▪ Netzanschlusskabel CEI 23-50 ITA 1,5 m | XD 2068-08 |
| ▪ Netzanschlusskabel AS3112 AUS 2,0 m | XD 2068-09 |





MRT-Kontrastmittelinjektor

Verbrauchsmaterial

Artikelnummer

Easy-Click-Kassette Max 2MTM

24 h, VPE 40 St.

- Mit Halter s für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm
- Mit Halter I für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 33 mm

XD 10712

XD 10713



Easy-Click-Kassette Max 2MTM – flex

24 h, VPE 40 St.

- Spike für CT (KM/NaCl), MRT (NaCl), VPE 30 St.
- Spike für MRT (KM) – Halter I
- Mit Halter I für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 33 mm, VPE 30 St.
- Spike für MRT (KM) – Halter s
- Mit Halter s für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm, VPE 30 St.

XD 10717

XD 10704

XD 10705

XD 10706



Patientenschlauch

VPE 100 St.

- 250 cm
- 320 cm

XD 10701

XD 10702



Patientenschlauchsystem

XD 10707

Für die Verwendung von vorgefüllten Kontrastmittelspritzen
VPE 50 St.

Bestehend aus

- Patientenschlauchverbinder (XD 10703)
- Patientenschlauch 320 cm (XD 2045)



MRT-Kontrastmittelinjektor

MaxTM 2M
ulricheasyINJECT

Softwareoptionen Artikelnummer





Software Paket Max 2MTM	XD 10610	Bestehend aus Gleicher Patient und Venen-Check
Gleicher Patient	XD 10630	Mehrfachuntersuchungen an einem Patienten ohne Patientenschlauchwechsel
Venen-Check	XD 10650	Prüfung der korrekten Kanülenlage im Patienten



ulrichINJECT CT motion™



CT-Kontrastmittelinjektor

Zubehör	Artikelnummer	
Abfalleimer	XD 8018	
Tropfbecher VPE 5 St.	XD 10740	
NaCl-Stange	XD 8163	
Ablagetablett	XD 8021	
Schlaucheinlegehilfe	XD 8090	
Schutzkappe Halterung Partikelfilter	XD 8118	
Flaschenhalter	SP000298-ET	

CT-Kontrastmittelinjektor

ulrichINJECT
CT *motion*™

Zubehör

Artikelnummer

Netzleitungsverlängerung
5,0 m

XD 2068-00

Netzanschlusskabel

▪ Netzanschlusskabel CEE 7 Europa 2,0 m	XD 2068-01
▪ Netzanschlusskabel BS1363 GB 2,0 m	XD 2068-02
▪ Netzanschlusskabel GB2099 CN 2,0 m	XD 2068-03
▪ Netzanschlusskabel NBR14136 BR 2,5 m	XD 2068-04
▪ Netzanschlusskabel SANS164 RSA 1,5 m	XD 2068-05
▪ Netzanschlusskabel NEMA5-15 US 3,0 m	XD 2068-06
▪ Netzanschlusskabel SEV Typ 12 CH 2,5 m	XD 2068-07
▪ Netzanschlusskabel CEI 23-50 ITA 1,5 m	XD 2068-08
▪ Netzanschlusskabel AS3112 AUS 2,0 m	XD 2068-09

Verbrauchsmaterial

Artikelnummer

Pumpenschlauch
24 h VPE 80 St.

XD 8003



Patientenschlauch

VPE 100 St.

▪ 150 cm	XD 2035
▪ 250 cm	XD 2040
▪ 320 cm	XD 2045



ulrichINJECT CT motion™



CT-Kontrastmittelinjektor








Softwareoptionen Artikelnummer

Gleicher Patient	XD 8009	Mehrfachuntersuchungen an einem Patienten ohne Patientenschlauchwechsel
KM-Ersatz	XD 8010	Manueller Wechsel von Kontrastmittel auf NaCl während der Injektion
Tandem	XD 8011	Selektives Anwählen eines zweiten Kontrastmittels*
Startverzögerung	XD 8012	Injektion startet nach einer vorab festgelegten Verzögerungszeit
Stoppuhr	XD 8013	Akustisches Signal nach Ablauf der eingestellten Zeit
Abgelaufene Zeit	XD 8014	Anzeige der abgelaufenen Zeit seit Injektionsende
SYNCopen	XD 8016	CANopen-Verbindung (CAN Class 1,3 und 4) Schnittstelle zwischen Kontrastmittelinjektor und CT Scanner auf Basis der internationalen CiA-Standards
ulrich medical RIS/PACS Interface	XD 8158	Schnittstelle zur einfachen und umfassenden Integration des CT motion in Ihr RIS/PACS-System unter Verwendung des DICOM-Standards

* siehe Gebrauchsanweisung CT motion™

CT- und MRT-Kontrastmittelinjektoren

XD 200x-Injektoren**

Zubehör	Artikelnummer	
Abfalleimer-Set Bestehend aus Abfalleimer und Abfalleimerhalterung	XD2302-SET	
Ablage-Set Bestehend aus Ablageblech und Tabletthalterung	XD 2303-SET	
NaCl-Stangen-Set für NaCl-Beutel	XD 2315-SET	
Riverside II Warmhaltung für Kontrastmittel 50-200 ml	XD 2322	
Ladestation inklusive STECA-Ladegerät Nur Bleiakkau (Nur für XD 2000 und XD 2004)	XD 2170-24/3 XD 2171-9AH	
Flaschenhalter KM 2 rechts	XD 2300	
Flaschenhalter KM 1 links	XD 2301	



** mississippi™, missouri™, ohio tandem™, tennessee™, ohio M™

XD 200x-Injektoren**



CT- und MRT-Kontrastmittelinjektoren

Zubehör

Artikelnummer

Tropfbecher

XD 2304



Schlüssel für Pumpenklappe

XD 2305

Ermöglicht die Demontage der Pumpenklappe für eine erleichterte Reinigung der Rollpumpe.



Flaschenhalter NaCl

XD 2314

schwenkbar



Standard Führungsrohre

- 20 ml, mit Arretierung für Flaschen bis Ø 33 mm
- 20 ml, mit Rastung für Flaschen bis Ø 31 mm
- 10 ml, mit Rastung für Flaschen bis Ø 25 mm
- 1000 ml, für Flaschen bis Ø 97 mm

XD 2200-1
XD 2207
XD 2208
XD 2217



Spezial Führungsrohre

- 50 ml, Bracco ProHance, Kappverschluss Ø 21 mm, für Flaschen bis Ø 44 mm
- 20 ml, DOTAREM, mit Arretierung, für Flaschen bis Ø 36 mm
- 50 ml, MULTIHANCE, DIN für MRT, für Flaschen bis Ø 50 mm

XD 2205
XD 2206
XD 2209



DIN Führungsrohre

- 100 ml, DIN für Flaschen bis Ø 50 mm
- 150/250 ml, DIN für Flaschen bis Ø 67 mm
- 500 ml, DIN für Flaschen bis Ø 79 mm

XD 553025501
XD 553025565
XD 2267



EURO Führungsrohre

- 150/250 ml, EURO für Flaschen bis Ø 69 mm
- 500 ml, EURO für Flaschen bis Ø 87 mm
- 125 ml, EURO für Flaschen bis Ø 55 mm

XD 553025503
XD 2268
XD 553025569



** mississippi™, missouri™, ohio tandem™, tennessee™, ohio M™

CT- und MRT-Kontrastmittelinjektoren

XD 200x-Injektoren**

Zubehör

Artikelnummer

Netzleitungsverlängerung
5,0 m

XD 2068-00 IEC

Netzanschlusskabel (Nur für XD 2001, XD 2002 und XD 2003)

- Netzanschlusskabel CEE 7 Europa 2,0 m
- Netzanschlusskabel BS1363 GB 2,0 m
- Netzanschlusskabel GB2099 CN 2,0 m
- Netzanschlusskabel NBR14136 BR 2,5 m
- Netzanschlusskabel SANS164 RSA 1,5 m
- Netzanschlusskabel NEMA5-15 US 3,0 m
- Netzanschlusskabel SEV Typ 12 CH 2,5 m
- Netzanschlusskabel CEI 23-50 ITA 1,5 m
- Netzanschlusskabel AS3112 AUS 2,0 m


XD 2068-01
XD 2068-02
XD 2068-03
XD 2068-04
XD 2068-05
XD 2068-06
XD 2068-07
XD 2068-08
XD 2068-09

Verbrauchsmaterial

Artikelnummer

Pumpenschlauch
24 h, VPE 80 St.

XD 2020



Patientenschlauch

VPE 100 St.

- 120 cm
- 150 cm
- 250 cm
- 320 cm

XD 2030
XD 2035
XD 2040
XD 2045



Reservoir

24 h, VPE 20 St.

Zur Verwendung von handelsüblichen Kontrastmittelbehältnissen, Scanbags, vorgefüllten, handgeführten Kontrastmittelspritzen, Kontrastmittelflaschen mit Luer-Lock-Anschluss

XD 2019



** mississippi™, missouri™, ohio tandem™, tennessee™, ohio M™

XD 200x-Injektoren**



CT- und MRT-Kontrastmittelinjektoren

Softwareoptionen Artikelnummer

Testbolus	XDTESTBOLE	Injektion eines Kontrastmittel-Testbolus zur Ermittlung der Kreislaufzeit des Patienten
------------------	------------	---

Gleicher Patient	XDSAMEPATIEN	Mehrfachuntersuchungen an einem Patienten ohne Patientenschlauchwechsel
-------------------------	--------------	---

Letzter Patient	XDLASTPATIEN	Automatische Befüllung des Schlauchsystems mit NaCl
------------------------	--------------	---

Stoppuhr	XDSTOPWATCH	Akustisches Signal nach Ablauf der eingestellten Zeit
-----------------	-------------	---

Tandem	XDTANDEM	Selektives Anwählen eines zweiten Kontrastmittels (nur mississippi und missouri)
---------------	----------	--

** mississippi™, missouri™, ohio tandem™, tennessee™, ohio M™

Übersicht Artikelnummern

Zubehör

VPE

ulricheasyINJECT Max 3™ und Max 2M™

XD 10500	Komfort-Paket, bestehend aus Abfalleimer, Tablett und Medienstange	1 St.
XD 10740	Tropfbecher	5 St.
XD 10741	Adapterring für kleine Flaschen, für Kontrastmittelflaschen mit Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm zur Adaptierung auf einem Kontrastmittel-Spike der Easy-Click-Kassette Halter I	100 St.
XD 2068-00 IEC	Netzleitungsverlängerung, 5,0 m	1 St.
XD 2068-01	Netzanschlusskabel CEE 7 Europa 2,0 m	1 St.
XD 2068-02	Netzanschlusskabel BS1363 GB 2,0 m	1 St.
XD 2068-03	Netzanschlusskabel GB2099 CN 2,0 m	1 St.
XD 2068-04	Netzanschlusskabel NBR14136 BR 2,5 m	1 St.
XD 2068-05	Netzanschlusskabel SANS164 RSA 1,5 m	1 St.
XD 2068-06	Netzanschlusskabel NEMA5-15 US 3,0 m	1 St.
XD 2068-07	Netzanschlusskabel SEV Typ 12 CH 2,5 m	1 St.
XD 2068-08	Netzanschlusskabel CEI 23-50 ITA 1,5 m	1 St.
XD 2068-09	Netzanschlusskabel AS3112 AUS 2,0 m	1 St.
SP001612-ET	Flaschenhalter Multiuse	1 St.
SP002808-ET	Haltearmpaar	1 St.

ulrichINJECT CT motion™

XD 2068-00	Netzleitungsverlängerung, 5,0 m	1 St.
XD 2068-01	Netzanschlusskabel CEE 7 Europa 2,0 m	1 St.
XD 2068-02	Netzanschlusskabel BS1363 GB 2,0 m	1 St.
XD 2068-03	Netzanschlusskabel GB2099 CN 2,0 m	1 St.
XD 2068-04	Netzanschlusskabel NBR14136 BR 2,5 m	1 St.
XD 2068-05	Netzanschlusskabel SANS164 RSA 1,5 m	1 St.
XD 2068-06	Netzanschlusskabel NEMA5-15 US 3,0 m	1 St.
XD 2068-07	Netzanschlusskabel SEV Typ 12 CH 2,5 m	1 St.
XD 2068-08	Netzanschlusskabel CEI 23-50 ITA 1,5 m	1 St.
XD 2068-09	Netzanschlusskabel AS3112 AUS 2,0 m	1 St.
XD 8018	Abfalleimer	1 St.
XD 8021	Ablagetablett	1 St.
XD 8118	Schutzkappe Halterung Partikelfilter	1 St.
XD 8090	Schlaucheinlegehilfe	1 St.
XD 8163	NaCl-Stange	1 St.
XD 10740	Tropfbecher	5 St.
SP000298-ET	Flaschenhalter	1 St.

Bestellungen bitte an:
injectors@ulrichmedical.com
 Telefon +49 731 9654-0
 Fax +49 731 9654-199

Übersicht Artikelnummern

Zubehör	VPE	
XD 200x-Injektoren**		
XD 2170-24/3	Ladestation inklusive STECA-Ladegerät	1 St.
XD 2171-9AH	Bleiakkau	1 St.
XD 2200-1	Standard Führungsrohr, 20 ml, mit Arretierung	1 St.
XD 2205	Spezial Führungsrohr, 50 ml, Bracco ProHance, Kappverschluss Ø 21 mm, für Flaschen bis Ø 44 mm	1 St.
XD 2206	Spezial Führungsrohr, 20 ml, DOTAREM, mit Arretierung, für Flaschen bis Ø 36 mm	1 St.
XD 2207	Standard Führungsrohr, 20 ml, mit Rastung für Flaschen bis Ø 31 mm	1 St.
XD 2208	Standard Führungsrohr, 10 ml, mit Rastung für Flaschen bis Ø 25 mm	1 St.
XD 2209	Spezial Führungsrohr, 50 ml, MULTIHANCE, DIN für MRT, für Flaschen bis Ø 50 mm	1 St.
XD 2217	Standard Führungsrohr, 1000 ml, für Flaschen bis Ø 97 mm	1 St.
XD 2267	DIN Führungsrohr, 500 ml, DIN für Flaschen bis Ø 79 mm	1 St.
XD 2268	EURO Führungsrohr, 500 ml, EURO für Flaschen bis Ø 87 mm	1 St.
XD 2300	Flaschenhalter, Kontrastmittel 2 rechts	1 St.
XD 2301	Flaschenhalter, Kontrastmittel 1 links	1 St.
XD 2302-SET	Abfalleimer-Set, bestehend aus Abfalleimer und Abfalleimerhalterung	1 St.
XD 2303-SET	Ablage-Set, bestehend aus Ablagetablett und Tablethalterung	1 St.
XD 2304	Tropfbecher	1 St.
XD 2305	Schlüssel für Pumpenklappe Ermöglicht die Demontage der Pumpenklappe für eine erleichterte Reinigung der Rollenpumpe.	1 St.
XD 2314	Flaschenhalter NaCl, schwenkbar	1 St.
XD 2315-Set	NaCl-Stangen-Set für NaCl-Beutel	1 St.
XD 2322	Riverside II	1 St.
XD 2068-00 IEC	Netzleitungsverlängerung, 5,0 m	1 St.
XD 2068-01	Netzanschlusskabel CEE 7 Europa 2,0 m	1 St.
XD 2068-02	Netzanschlusskabel BS1363 GB 2,0 m	1 St.
XD 2068-03	Netzanschlusskabel GB2099 CN 2,0 m	1 St.
XD 2068-04	Netzanschlusskabel NBR14136 BR 2,5 m	1 St.
XD 2068-05	Netzanschlusskabel SANS164 RSA 1,5 m	1 St.
XD 2068-06	Netzanschlusskabel NEMA5-15 US 3,0 m	1 St.
XD 2068-07	Netzanschlusskabel SEV Typ 12 CH 2,5 m	1 St.
XD 2068-08	Netzanschlusskabel CEI 23-50 ITA 1,5 m	1 St.
XD 2068-09	Netzanschlusskabel AS3112 AUS 2,0 m	1 St.
XD 553025501	DIN Führungsrohr, 100 ml, DIN für Flaschen bis Ø 50 mm	1 St.
XD 553025503	EURO Führungsrohr, 150/250 ml, EURO für Flaschen bis Ø 69 mm	1 St.
XD 553025565	DIN Führungsrohr, 150/250 ml, DIN für Flaschen bis Ø 67 mm	1 St.
XD 55025569	EURO Führungsrohr, 125 ml, EURO für Flaschen bis Ø 55 mm	1 St.

** mississippi™, missouri™, ohio tandem™,
tennessee™, ohio M™

Bestellungen bitte an:
injectors@ulrichmedical.com
Telefon +49 731 9654-0
Fax +49 731 9654-199

Übersicht Artikelnummern

Verbrauchsmaterial

VPE

ulricheasyINJECT Max 3™

XD 10710	Easy-Click-Kassette Max 3™, 24 h, mit Halter s für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm	40 St.
XD 10711	Easy-Click-Kassette Max 3™, 24 h, mit Halter l für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 33 mm	40 St.
XD 10716	Easy-Click-Kassette Max 3™ – flex, 24 h	40 St.
XD 10704	Spike für CT (KM/NaCl), MRT (NaCl)	30 St.
XD 10705	Spike für MRT (KM) – Halter l, mit Halter l für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 33 mm	30 St.
XD 10706	Spike für MRT (KM) – Halter s, mit Halter s für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm	30 St.
XD 10701	Patientenschlauch 250 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.
XD 10702	Patientenschlauch 320 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.
XD 10707	Patientenschlauchsystem, bestehend aus XD 10703 Patientenschlauchverbinder und Patientenschlauch 320 cm (XD 2045) für die Verwendung von vorgefüllten Kontrastmittelspritzen	50 St.

ulricheasyINJECT Max 2M™

XD 10712	Easy-Click-Kassette Max 2M™, 24 h, mit Halter s für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm	40 St.
XD 10713	Easy-Click-Kassette Max 2M™, 24 h, mit Halter l für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 33 mm	40 St.
XD 10717	Easy-Click-Kassette Max 2M™ – flex, 24 h	40 St.
XD 10704	Spike für CT (KM/NaCl), MRT (NaCl)	30 St.
XD 10705	Spike für MRT (KM) – Halter l, mit Halter l für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 33 mm	30 St.
XD 10706	Spike für MRT (KM) – Halter s, mit Halter s für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm	30 St.
XD 10701	Patientenschlauch 250 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.
XD 10702	Patientenschlauch 320 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.
XD 10707	Patientenschlauchsystem, bestehend aus Patientenschlauchverbinder (XD 10703) und Patientenschlauch 320 cm (XD 2045) für die Verwendung von vorgefüllten Kontrastmittelspritzen	50 St.

ulrichINJECT CT motion™

XD 8003	Pumpenschlauch, 24 h	80 St.
XD 2035	Patientenschlauch 150 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.
XD 2040	Patientenschlauch 250 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.
XD 2045	Patientenschlauch 320 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.

XD 200x-Injektoren**

XD 2020	Pumpenschlauch, 24 h	80 St.
XD 2030	Patientenschlauch 120 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.
XD 2035	Patientenschlauch 150 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.
XD 2040	Patientenschlauch 250 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.
XD 2045	Patientenschlauch 320 cm, 2 Rückschlagventile	100 St.
XD 2019	Reservoir, 24 h, zur Verwendung von handelsüblichen Kontrastmittelbehältnissen, Scanbags, vorgefüllten, handgeführten Kontrastmittelspritzen, Kontrastmittelflaschen mit Luer-Lock-Anschluss	20 St.

** mississippi™, missouri™, ohio tandem™, tennessee™, ohio M™

Übersicht Artikelnummern

Softwareoptionen

ulricheasyINJECT Max 3™

XD 10600	Softwarepaket Max 3™, bestehend aus CM-Select, Gleicher Patient und Venen-Check
XD 10630	Gleicher Patient
XD 10640	CM-Select
XD 10650	Venen-Check

ulricheasyINJECT Max 2M™

XD 10610	Softwarepaket Max 2M™, bestehend aus Gleicher Patient und Venen-Check
XD 10630	Gleicher Patient
XD 10650	Venen-Check

ulrichINJECT CT motion™

XD 8009	Gleicher Patient
XD 8010	KM-Ersatz
XD 8011	Tandem
XD 8012	Startverzögerung
XD 8013	Stoppuhr
XD 8014	Abgelaufene Zeit
XD 8016	SYNCopen – CANopen Class 1, 3 und 4
XD 8158	ulrich medical RIS/PACS Interface

XD 200x-Reihe*

XDLASTPATIEN	Letzter Patient
XDSAMEPATIEN	Gleicher Patient
XDSTOPWATCH	Stoppuhr
XDTANDEM	Tandem (nur mississippi und missouri)
XDTESTBOLE	Testbolus

Fördermitglied der Deutschen Gesellschaft
für Krankenhaushygiene e.V.

Over a Century
of Innovation

* missouri™, mississippi™, ohio M™,
ohio tandem™ und tennessee™



ulrich GmbH & Co. KG | Buchbrunnenweg 12 | 89081 Ulm | Germany
Telefon: +49 731 9654-0 | Fax: +49 731 9654-199
injectors@ulrichmedical.com | www.ulrichmedical.com